


Så fungerar **SÄNGSOR™**



En liten sensor placeras på sängen hos den boende. Sensorn känner av puls och andning, och berättar om personen är i sängen eller har lämnat den.

Informationen samlas in lokalt. Den skickas därefter till en molnbaserad server och vidare till vår webbtjänst och app.

Informationen går sedan att ta del av via dator eller mobil. Det gör att personalen lättare kan prioritera sina insatser och se var de behövs bäst för tillfället.

Sparad statistik från en längre period, visar sömnmönster och aktivitet för varje individ, och gör det enkelt att se förändringar.

SÄNGSOR™ är informativ och enkel att använda.

Cenvigo 

100 år av god hälsa